


SEMMEIWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM  
II. sz. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Igazgató: Dr. PAULIN FERENC egyetemi tanár  
1082 Budapest, Üllői u. 78/a

Tel.: 313-7856 Közp.: 210-0290 Fax: 333-4934

E-mail: paulin@noi2.sote.hu

Gazdasági osztály: 118-5566




Orvosszakértői vélemény a SNO01011 , AT 1 i típusu A sorozatu hüvelyi elektrostimulátorról. /REF oo2oo4, ORKI eng.sz. 5o5/99 /

A készülék adatai: gyártási év 1999  
elem típus 9 V  
Frekvenciák 1o, 2o, 6o Hz  
Kimeneti áram 1oo mA /1 Kohm/

1. A készülékhez mellékelte kisérő dokumentáció alkalmas a készülék kezelésre való egyértelmű és gyors alkalmazásához.
2. A készüléket a Semmelweis Egyetem II.sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Inkontinencia Centrumában, járobeteg rendelés keretében öt betegen kipróbáltuk, stressz inkontinencia kezelésére. A betegek egy héten át naponta kétszer 15 perc időtartamig részesültek az elektrostimulációs kezelésben.
3. A készülék könnyen kezelhető és tisztában tartható, sterilizálható /gázban/, kis helyen elfér, zsebben tartható. A hüvelyi szondák jól megfelelnek feladatuknak. Az elemcsere egyszerű. A sterilizálás a szondákra értendő.
4. Összehasonlítva az "ELPHA 2000" típusu elektrostimulátorral, hasonló jó effektivitásu.
5. A kezelés során a használatot és a kezelést befolyásoló műszaki hibák, orvostechnikai hiányosságok nem léptek fel.
6. A készülékkel végzett hüvelyi elektrostimulálás stressz inkontinencia esetén javítja az u.n. "testséma zavart" és javítja a vizelet inkontinencia fenntartásában fontos szerepet játszó medencefenék és gátizmok működését.
7. Fentiek alapján a készülék egészségügyi felhasználása javasolt.

Budapest, 2000. március 2.



*Sándor Matányi*  
Sándor Matányi  
Egyetemi docens